

**Nový model vířivé lázně pro horní končetiny v moderním a ergonomickém designu. Tato vana s malým objemem vody nabízí excelentní terapii horních končetin. Ergonomická konstrukce umožňuje i terapii pacienta na vozíčku.**



Vana je nyní vybavena 12 nastavitelnými tryskami po obvodu vany, elektronickým ovládním s nastavením času terapie, napouštěním a zobrazením teploty vody. Termostatický ventil pak automaticky reguluje teplotu napouštěné vody.

#### **Standartní vybavení**

- Čerpadlo s ochranou běhu na sucho 0,75 kW
- 12 jet trysek
- elektronický ovládací panel
- Automatické vypínání po skončení času terapie
- napouštění s termostatickým ventilem
- ruční sprcha
- židle pro pacienta
- nastavitelné elementy rámu



#### **Vybavení volitelné**

- perličkový systém
- desinfekční systém

#### **Technické údaje:**

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| • Napájení      | 230V, 50Hz    |
| • Rozměry DxŠxV | 1120x980x1050 |
| • přívod vody   | 2x 1"         |
| • odpad         | 50mm          |
| • objem vody :  | 25 L          |