

**Inhalátor U 780 je určen pro profesionální použití, efektivní léčbu onemocnění horních a dolních cest dýchacích, astmatu a dalších onemocnění.**



Vysoce výkonný ultrazvukový inhalátor U 780 dokáže nebulizovat medikament nebo inhalační médium ve velmi jemnou mlžinu s vysokým průtokem a následným průnikem média hluboko do průdušek a plic. Inhalátor je unikátní kompletně vyjímatelným tankem, což umožňuje kompletní desinfekci celé léčebné sekce přístroje.

Přístroj je charakteristický bezhlučným provozem, velkým zásobníkem na inhalační médium a medikamenty. Je vybaven časovým spínačem pro nastavení doby inhalace, plynulým nastavením rychlosti rozprašování, možností regulace průtoku vzduchu a displejem zobrazujícím nastavené parametry.

Snadno čitelný LCD displej zobrazuje hodnotu průtoku vzduchu, nebulizační výkon, dobu nebulizace a lokalizuje chyby obsluhy nebo vypotřebovaná inhalační média. Nebulizace může probíhat nepřetržitě 72 hodin (s příslušenstvím pro dlouhodobý provoz). Ukončení nebulizace nebo chyby obsluhy jsou zvukově signalizovány. K přístroji je možné dodat množství příslušenství pro různé léčebné postupy.

#### Základní vlastnosti:

- ULTRA A-I-R technologie
- Maximální nebulizační výkon 3,0 ml/min.
- Objem zásobníku na léky 150 ml
- Velikost produkovaných částic 4,7 mm
- Vysoká účinnost pro efektivní léčbu
- Vestavěný, plynule nastavitelný časovač terapie nebo možnost volby nepřeti
- Dlouhá nebulizační doba až 72 hodin (se speciálním příslušenstvím)
- Zvuková signalizace ukončení nastavené doby nebulizace či chyby obsluhy

