

Mobilní koncentrátor kyslíku slouží jako zdroj medicinálního kyslíku pro aplikaci kyslíkové terapie a regeneračních procedur.

Přístroj **EVERFLOO** pracuje na principu separace kyslíku z okolního vzduchu. Přístroj je charakteristický vysokou koncentrací kyslíku v celém rozsahu, malými rozměry, nízkou hlučností, nenáročností na obsluhu a údržbu, nízkými náklady na provoz a velkou spolehlivostí.

Přístroj má optickou a zvukovou signalizaci poklesu koncentrace kyslíku, poruchy napájení a poklesu výstupního tlaku.

Průtok kyslíku je plynule nastavitelný od 0,5 do 5 l/min. Okamžitý průtok kyslíku je indikován vestavěným Flow metrem. Přístroj je vybaven zvlhčovačem, pro snížení vysychání sliznice klienta při inhalaci O₂.

Přístroj **EVERFLOO** nepotřebuje ke své činnosti žádné tlakové lahve a díky integrovaným kolečkům je velmi jednoduše přemístitelný.



Hlavní účinky kyslíkové terapie:

- ✓ posílení obranyschopnosti organismu proti infekcím, cévním a nádorovým onemocněním
- ✓ významná podpora léčby při očních, alergických a respiračních onemocněních
- ✓ podpora regenerace mozkové tkáně
- ✓ významné zvýšení účinku lymfodrenáže při současné aplikaci kyslíku
- ✓ účinná podpůrná procedura při tvarování postavy, odstraňování celulitidy a omlazování pokožky
- ✓ zvýšení psychické a fyzické odolnosti
- ✓ obrana proti migrénám, stresům, exhalacím z ovzduší a přetížení organismu
- ✓ příznivý vliv na organismus při vysokém krevním tlaku, cukrovce, bércových vředech, srdeční arytmii, angíně pectoris, po infarktu, cévní mozkové příhodě a dalších onemocněních
- ✓ posílení organismu před operacemi a urychlení hojení
- ✓ oddálení projevů stárnutí včetně snížené sexuální výkonnosti

Výstupní koncentrace O₂	93% ± 4% v celém rozsahu
Výstupní průtok O₂	0,5 ÷ 5 l/min
Hmotnost přístroje	14 kg
Hlučnost	< 40 dB
Spotřeba	295 W
Rozměry	58 x 38 x 24 cm