

Hydromasážní vana 1114 T je určena pro pooperační a poúrazovou rehabilitaci horních končetin.



Barevné provedení:

Vana se standardně dodává v bílé barvě skeletu.

Na přání je možné vybírat ze tří dalších barevných odstínů skeletu a obložení:

- tyrkys, světle modrá, bílá
- obložení bílé nebo v barvě vany

Hydromasážní vana **1114 T** je určena pro pooperační a poúrazovou rehabilitaci horních končetin.

Zlepšuje prokrvení a uvolňuje ztuhlé svaly a klouby.

Vana je ergonomicky tvarovaná a ve výbavě má standardně 4 směrově nastavitelné vodní trysky s možností regulace intenzity.

Hydromasážní vana **1114 E** je vybavena elektronickým intuitivním řídicím panelem.

Technické parametry:	1114T
Maximální obsah vany [l]	35
Užitný obsah vany [l]	20
Doba plnění [min]	2
Doba vypouštění [min]	1
Napájení 230V/50Hz	x
Příkon [kW]	0,75
Krytí IP x 5	x
Hmotnost (bez vody) [kg]	55
Rozměry d x š x v [mm]	770, 650, 930
Přívod studené a teplé vody	2x1/2"
Odpad vody [mm]	50
Počet trysek	4