

## Vířivá sedací vana pro masáž dolních končetin (kotníky + kolena), a elektronickým ovládáním



### THETA 10

- Vana určená pro vířivou lázeň dolních končetin
- Akrylátový antibakteriální povrch
- Ergonomický design
- Unikátní tvar umožňující dvě polohy pacienta
- nízká spotřeba vody
- Užitný objem 140 litrů
- 6 hydromasážních trysek vířivé lázně s při-vzdušněním a regulací vzduchu
- 1 hydromasážní zóna
- 1 hladinové čidlo
- Oplachová sprcha
- Rozměry: ( v x š x h ) 880 x 693 x 1430 mm

### THETA 20

- Vana určená pro vířivou lázeň dolních končetin
- Akrylátový antibakteriální povrch
- Ergonomický design
- Unikátní tvar umožňující dvě polohy pacienta
- Nízká spotřeba vody, užitný objem 80 nebo 140 litrů
- 2 hydromasážní zóny, 12 hydromasážních trysek vířivé lázně s při-vzdušněním a regulací vzduchu
- Regulace intenzity hydromasáže
- Kontinuální a pulzní režim vířivé lázně
- LED displej s nastavením času terapie, zobrazení teploty vody
- Automatické napouštění vody, možnost napouštění pouze spodní sekce
- 2 hladinová čidla
- Oplachová sprcha
- Rozměry: ( v x š x h ) 880 x 693 x 1430 mm

#### Volitelné příslušenství:

vzduchová masáž, speciální anální tryska, schůdky.

