


Moderní terapeutický ultrazvuk, který je vybaven ergonomickou multifrekvenční UZ hlavici.

UZ hlavice umožňuje zároveň aplikaci obou frekvencí.

- 0,8 MHz – hluboký účinek
- 2,4 MHz – povrchový účinek
- Pomocí postupu SonoSwing je volitelný procentuální podíl obou frekvencí. Lze tak lépe určit hloubku průniku UZ a místo jeho účinku.
- Dotykový display, velká barevná obrazovka, intuitivní obsluha a volba terapie dle indikací poskytuje maximální komfort pro fyzioterapeuta.
- Příklad nabízí doporučené detailní informace ke konkrétní terapii pohybového aparátu
- Příklad nabízí doporučené detailní informace ke konkrétní terapii pohybového aparátu
- Příklad nabízí doporučené detailní informace ke konkrétní terapii pohybového aparátu



Standardním příslušenstvím k přístroji Soleo Sono je multifrekvenční UZ hlavice 5cm², volitelně lze připojit i multifrekvenční UZ hlavici 1 cm²



Technická data

Frekvence

0,8 MHz, hluboký účinek
2,4 MHz povrchový účinek

Ultrazvukové hlavice

Multifrekvenční, plocha 5 cm² a 1 cm², vodotěsné

Maximální výkon

3 W/ cm²

Typy provozu

Kontinuální, pulzní 20 Hz, 50 Hz, 100 Hz

Poměr pulz/pauza

1:2, 1:3, 1:5, 1:10

Parametry

Individuálně nastavitelné

Indikátor průniku

Akusticky, opticky na UZ hlavici a displayi

Programy

9 UZ programů

Paměť

po 120 vpišech do paměti a oblíbených listů

SD karta

Ukládání defin. nastavení

Indikační menu

Přes 50 indikací a doporučení k ošetření

Rozměry/hmotnost

330 mm x 130 mm x 220 mm / 2 kg