

Výkonové terapeutické lasery řada 6000



Základní vlastnosti

- 38 přednastavených klinických protokolů
- Barevný dotykový displej
- Pulzní mód pro efektivní analgetickou terapii
- Přesné nastavení velikosti ošetřované oblasti pomocí magneticky uchycených výměnných koncovek aplikátoru s navigačním světlem
- Bezpečné spouštění terapie nožním spínačem
- Automatická kalibrace laserového zdroje

SCANNER

- Automatický inteligentní Scanning System
- Bezobslužná terapie
- Sledování teploty
- Kontrola polohy pacienta

Vysoko výkonové terapeutické lasery řady 6000 jsou k dispozici ve třech výkonových provedeních s vlnovou délkou 1064 nm.

Charakteristické vlastnosti jednotlivých modelů:

HIL 30W

- Maximální výkon 30000 mW
- Ideální poměr absorpce a vysokého prostupu do tkáně, optimální klinický účinek, rychlé ošetření hluboko lokalizovaných patologií

HIL 20W

- Maximální výkon 20000 mW
- Delší doba aplikace

HIL 10W

- Maximální výkon 10000 mW
- Dlouhá doba aplikace

